

■ イークリンマスターNW-EX 耐薬品性試験

東リ株式会社

分類	品名	評価
無機酸	硫酸 50%	A
	硝酸 61%	C
	塩酸 37%	A
有機酸	酢酸 99%	A
	クエン酸 20%	A
汚染物質	ガソリン	A
	マシン油	A
	大豆油	A
	アニリンブルー	A
	パーマ液	A
殺菌消毒 検査試薬	フェノール 8%	A
	ポピドンヨード 10%	A
	クレゾール 100%	A
	過酸化水素水 31%	A
	ヒビテン液 5%	A

分類	品名	評価
アルカリ	水酸化ナトリウム 25%	A
	アンモニア水 28%	A
有機溶剤	メタノール	A
	メチルエチルケトン	C
	酢酸エチル	A
	テトラヒドロフラン	C
	キシレン	A
	トルエン	A
消毒剤 洗剤	アセトン	C
	ウェルパス	A
	消毒用エタノール 80%	A
	中性洗剤	A
	酸素系漂白剤	A
	次亜塩素酸ナトリウム 0.1%	A
	次亜塩素酸水 (200ppm)	A

2025年7月時点の情報です。

[試験方法]

1mlを付着させ、24時間放置後、中性洗剤・アルコール洗浄しガーゼで拭き取り、着色、材質、光沢の3基準で目視評価。

3基準中最も低いランクを総合評価とする。

A：変化なし、B：わずかに変化する、C：変化する